

OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksijen Sensörü Hamilton Medikal Marka Galileo Model Ventilatör cihazlarında kullanıma uyumlu olmalıdır.
2. Oksijen Sensörü üzerinde üretim tarihi ve P/N numarası yazılı olmalıdır.
3. Korozyona dayanıklı olması için kontakt hariç plastik kaplamalı olmalıdır.
4. Soket girişi molex 3 pinli olmalıdır.
5. Sensörün üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için O-ring olmalıdır.
6. Sensör cihaza monte edildikten sonra ve istenildiği zaman kalibrasyondan geçebilmelidir.

Remzi TOPRAK
Sorumlu Hemşire

Mustafa DİNCER
Hemşire

Şanlıurfa M.Akil İnan Eğt. ve Araş. Hastanesi
Uz.Dr. Mehmet Han MERCAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tescil No: 123907/87122

Nuri AŞAR
Teknik Birim Sorumlusu

MIXER VALVE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Mixer Valve Galileo model Ventilatör cihazının oksijen ve hava girişine uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen ürün oksijen ve hava karışımı yapabilmelidir.
- 3- Malzeme 12 V 2W ,selenoid valf yapısında değildir.
- 4- Orijinal ürün olmalıdır.
- 5- Valve firma tarafından montajı yapıp cihazın tüm test ve kontrolleri yapıp çalışır durumda teslim edilecektir.

Remzi TOPRAK
Sorumlu Hemşire

Mustafa DINCER
Hemşire

Şanlıurfa M.Akif Han Eğt. ve Araş. Hastanesi
Uz.Dr. Mehmet Han MERCAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tescil No: 123907/87122

Nuri ASAR
Teknik Birim Sorumlusu